

Woher wissen Sie, in welcher Größe Sie Ihr Thintube bestellen müssen?

OnlineHörgeräte.de hilft Ihnen gerne.



- Drucken Sie diese Schablone im Maßstab 1 : 1 aus.
- Schneiden Sie dann beide Schablonen (für links und rechts) aus. Befestigen Sie anschließend die Schablonen am jeweiligen Ohr.
- Lesen Sie die Zahl ab, die Ihrem Gehörgang am nächsten liegt. *Es kommt darauf an, dass Sie die Zahl wählen, die sich ganz oben am Gehörgang befindet.*
- Bestellen Sie den Thintube (Schallschlauch) in der Größe, die die Schablone anzeigt.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Größe Sie brauchen, kontaktieren Sie uns bitte.



